



LUTTE ANTIPARASITAIRE

PROTEAM ÉLIMINE CE QUE LES PESTICIDES LAISSENT DERRIÈRE EUX

ProTeam
Cleaning for Health® Since 1987





LA LUTTE ANTIPARASITAIRE INTÉGRÉE DÉBUTE ICI



95% des entreprises de lutte antiparasitaire américaines ont été confrontées à une infestation de punaises des lits au cours de l'année.

Source : sondage « insectes sans frontières » de la National Pest Management Association & University of Kentucky

FILTRATION, FILTRATION, FILTRATION.

La technologie HEPA et le système de filtration Four Level® exclusif à ProTeam donnent une lutte antiparasitaire encore plus efficace et éliminent la présence des particules d'insectes dans l'air.


Cleaning for Health®

Méthode de nettoyage par aspiration unique à ProTeam

- **ASPIRATEURS CONÇUS POUR AMÉLIORER la qualité de l'air intérieur**
- **BAS NIVEAUX DE DÉCIBELS RÉDUISANT la pollution par le bruit**

Dans tous les systèmes de lutte antiparasitaire intégrée, l'aspirateur ProTeam à haut rendement constitue un outil essentiel. Les aspirateurs ProTeam combinent aspiration de forte puissance, technologie HEPA et système de filtration Four Level® pour capturer et emprisonner jusqu'à 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron – notamment des spécimens morts ou vivants et des allergènes comme les exuvies larvaires et les matières fécales.

Dans la lutte antiparasitaire, les aspirateurs ProTeam sont tout simplement plus efficaces.



Chasseur de parasites

Pourquoi les aspirateurs ProTeam sont-ils si efficaces contre les parasites ? La réponse est bien simple.

- 1. Aspect écologique.** Sans l'aide de produits chimiques ou de toxines, les aspirateurs ProTeam éliminent en permanence les parasites dans un espace donné.
- 2. Élimination de routine.** Les aspirateurs dorsaux ProTeam rendent les déplacements de l'utilisateur dans un endroit donné jusqu'à trois fois plus rapides et 44 % plus efficaces, de sorte que la lutte antiparasitaire devient un exercice de routine.

3. Impact immédiat. Les parasites sont capturés instantanément et les allergènes, œufs et déchets qu'ils produisent sont emprisonnés.

4. Prévention exhaustive. La trousse d'outils antiparasitaires ProTeam et la conception à haut rendement des appareils permettent l'élimination d'un grand nombre de parasites, notamment les punaises de lit, araignées, blattes, guêpes, coléoptères, punaises de l'érable négondo et plusieurs autres.

PRODUITS RECOMMANDÉS

UNE FAÇON ÉCOLOGIQUE D'ÉLIMINER LES PARASITES

ProTeam
Cleaning for Health® Since 1987

SUPER COACH PRO® 6

- Confort amélioré et plus grande liberté de mouvement
- Niveaux de filtration accrus



GOFREE® FLEX PRO

- Efficacité du sans fil
- Mobilité optimale



LINEVACER®

- Certification HEPA
- Capture et emprisonne les parasites et les matières fécales



L'INFESTATION par un nettoyage de première qualité et le développement durable

Les parasites ne sont pas que nuisibles – ils peuvent dangereusement affecter votre santé et celles des gens qui vous entourent. Par conséquent, la prévention des insectes occupe une place prépondérante dans la protection contre les infestations de parasites dans les résidences, commerces, établissements d'enseignement et nombreux autres endroits où vivent, travaillent et se divertissent les êtres humains. Les pratiques de lutte antiparasitaire ont évolué au point d'inclure diverses considérations, notamment la santé, la sécurité et le développement durable.

Dans un programme de lutte antiparasitaire intégrée, les aspirateurs ProTeam constituent des outils essentiels puisqu'ils éliminent instantanément les blattes, abeilles, acariens, araignées et autres insectes indésirables. Un système de lutte antiparasitaire intégrée permet aussi d'éliminer les allergènes comme les exuvies larvaires, les matières fécales et les spécimens vivants ou morts. Il est important de réduire l'exposition à ces allergènes.

La trousse d'outils de lutte antiparasitaire intégrée 103439 comprend:

- | | |
|---|--|
| 102361 – Rallonge de plastique droite | 103099 – Manchon adaptateur |
| 102399 – Brosse vibrante pour tissu de recouvrement | 103505 – Rallonge courbe |
| 102663 – Sac tissé | 103523 – Suceur plat (Flexi-Clean) |
| 102684 – Trousse de nettoyage électronique | 106343 – Rallonge télescopique chromée |
| 103089 – Brosse à épousseter | 106709 – Combinaison d'accessoires de plancher |





ARRÊTEZ L'INVASION



UNE LUTTE ANTIPARASITAIRE EFFICACE

vous aidera à prévenir et éliminer les parasites déclencheurs de l'asthme.

Source: www.pestworld.org

Les infestations de punaises de lit, de blattes et d'autres parasites étant constamment en hausse, les aspirateurs ProTeam vous offrent la puissance, la qualité d'aspiration, la grande manœuvrabilité et le niveau de filtration dont vous avez besoin pour les faire dérailler.

PREUVE TANGIBLE

Stoy Hedges

Expert technique en lutte antiparasitaire, Terminix ; Memphis, Tennessee

« Un mythe fortement répandu veut que seuls les gens dont la maison est malpropre sont aux prises avec des punaises de lit. Rien de plus faux. Les pratiques sanitaires n'ont rien à voir avec les punaises de lit », affirme M. Hedges. « Si vous croyez que vous avez trouvé des punaises de lit chez vous, demandez à un professionnel expérimenté de confirmer la situation. Le mode d'élimination des punaises de lit le plus efficace consiste à intégrer plusieurs techniques dans le programme général de gestion, en plus de favoriser la coopération des clients dans leur préparation pour le service.

« La lutte antiparasitaire est menée essentiellement à partir de techniques qui excluent les produits chimiques et de stratégies associées à des traitements visant à enrayer une espèce de parasite, » note M. Hedges. Le passage de l'aspirateur, notamment avec un aspirateur dorsal à haut rendement et à niveau de filtration supérieur, « donne lieu à des réductions immédiates des populations. »

L'aspirateur dorsal efficace dans la lutte antiparasitaire offre une grande puissance d'aspiration et une filtration à plusieurs niveaux qui ont souvent un effet mortel sur les parasites. Les aspirateurs dorsaux ProTeam sont dotés du système de filtration Four Level® et d'un filtre HEPA qui capturent et emprisonnent jusqu'à 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron.

ProTeam offre aussi une trousse de lutte antiparasitaire pour l'aspirateur Super Coach Pro 6 qui comprend divers accessoires, notamment un outil vibrant pour les parasites de tissus d'ameublement, des matelas aux planchers, et des rallonges qui permettent de nettoyer dans les fissures serrées.

« Un aspirateur dorsal offrent commodité et facilité d'utilisation, » de commenter M. Hedges. « L'aspirateur ProTeam offre une excellente qualité d'aspiration assurant l'élimination des punaises de lit des surfaces et un filtre HEPA qui aide à capturer les résidus potentiellement allergènes qui ont été délogés des surfaces durant le processus. »



ProTeam, Intercept Micro, Cleaning for Health, Four Level, Super Coach Pro, GoFree et LineVacser sont des marques de commerce de ProTeam, Inc. © 2014 ProTeam, Inc. Tous droits réservés.

ProTeam, Inc., P.O. Box 7385 Boise, Idaho 83707



L'American Lung Association et ProTeam sont partenaires dans une campagne de sensibilisation sur la qualité de l'air intérieur. L'American Lung Association n'endosse aucun produit.



866.888.2168 pro-team.com
customerservice.proteam@emerson.com